

Accessoires pour Préparations

POINTS ESSENTIELS

- Euromex propose les outils nécessaires pour la préparation d'échantillons
- Instruments à l'unité ou kits de dissections complets
- Qualité supérieure
- Tous nos instruments sont en acier inoxydable

MODÈLES

INSTRUMENTS DE DISSECTION

- PB.5050** Aiguille de dissection, pointe droite et poignée en plastique
- PB.5054** Aiguille de dissection lancéolée avec poignée en plastique
- PB.5056** Sonde pointue, Ø2 mm, longueur 140 mm
- PB.5058** Récepteur de coupe avec manche en bois
- PB.5060** Pincette anatomique à griffes, longueur 130 mm
- PB.5062** Pincette anatomique à bout arrondi, longueur 130 mm
- PB.5064** Pincette anatomique à bouts arrondi, longueur 200 mm
- PB.5067** Pincette anatomique à bout pointu, longueur 130 mm
- PB.5069** Pincette anatomique à bout pointu courbé, longueur 130 mm
- PB.5077** Pincette pour couvre-objets, longueur 110 mm



- PB.5080** Ciseaux anatomiques à bout pointu/arrondi, longueur 140 mm
- PB.5084** Ciseaux à dissection à bout pointu, longueur 110 mm
- PB.5092** Scalpel à bout arrondi, longueur 150 mm
- PB.5094** Manche pour scalpel no. 4 (pour lames PB.5095 et PB.5096)
- PB.5095** Lames de scalpel à bout pointu, par 5 pièces
- PB.5096** Lames de scalpel à bout arrondi, par 5 pièces
- PB.5103** Dispositif d'affutage à double face pour lames de scalpel et de microtome. Pâte d'affutage incluse
- PB.5105** Rasoir plan/concave, pour coupes. Avec manche en plastique
- PB.5106** Lame de microtome plat/concave. Avec manche fixe, longueur 170 mm



MICROTOMES À MAIN

- MT.5500** Microtome cylindrique. Platine ronde en verre de Ø 70 mm. Réglable en hauteur avec division micrométrique de 0.01 mm. Livré avec une lame plat/concave PB.5106 et un coffret en bois
- MT.5501** Microtome cylindrique. Identique au MT.5500 mais sans lame et sans coffret en bois
- MT.5503** Microtome à main, de type boîte, avec étau de serrage pour le montage sur un rebord de table et support pour lame de rasoir. Réglage de l'épaisseur de la coupe par molette par pas de 0.025 mm. Complet avec coffret en bois



DISSECTION KITS

PB.5110 Kit de dissection composé de 4 pièces dans un étui imitation cuir

Kit avec aiguille de dissection (PB.5050), pincette anatomique à bout pointu (PB.5067), ciseaux à dissection (PB.5084) et scalpel à bout arrondi (PB.5092). Tous nos instruments de grande qualité sont fabriqués en acier inoxydable. Livré dans un étui imitation cuir

PB.5110 ●


PB.5111 Kit de dissection composé de 6 pièces dans un coffret plastique

Kit composé d'une aiguille de dissection à pointe droite (PB.5050), d'une aiguille de dissection lancéolée (PB.5054), d'une pincette anatomique (PB.5067), de ciseaux de dissection (PB.5084), d'un manche pour scalpel no. 4 (PB.5094) et d'un paquet de 5 lames de scalpel à bout arrondi (PB.5096). Tous nos instruments sont fabriqués en acier inoxydable. Livré dans un coffret plastique

● PB.5111


PB.5112 Kit de dissection composé de 9 pièces dans un étui imitation cuir

Kit composé de 2 aiguilles de dissection à pointe droite (PB.5050), d'une aiguille de dissection lancéolée (PB.5054), d'une pincette anatomique à bout arrondi (PB.5062), d'une pincette anatomique à bout pointu (PB.5067), de ciseaux anatomiques à bout pointu/arrondi (PB.5080), de ciseaux à dissection à bout pointu (PB.5084), de 2 manches de scalpel n°4 (PB.5094), de 5 lames de scalpel avec bout pointu et de 5 lames de scalpel à bout arrondi (PB.5095/PB.5096). Livré dans un étui imitation cuir

PB.5112 ●


PB.5114 Kit de dissection composé de 9 pièces dans un coffret en bois

Kit composé de 2 aiguilles de dissection à pointe droite (PB.5050), d'une aiguille de dissection lancéolée (PB.5054), d'une pincette anatomique à bout arrondi (PB.5062), d'une pincette anatomique à bout pointu (PB.5067), de ciseaux anatomiques à bout pointu/arrondi (PB.5080), de ciseaux à dissection à bout pointu (PB.5084), de 2 manches de scalpel n°4 (PB.5094), de 5 lames de scalpel avec bout pointu (PB.5095), de 5 lames de scalpel à bout arrondi (PB.5096). Tous nos instruments sont fabriqués en acier inoxydable. Livré dans un coffret en bois

● PB.5114


PB.5115 Kit de dissection pour carpe Koï composé de 8 pièces dans un coffret plastique

Kit de dissection pour carpe Koï composé d'une pincette anatomique à griffes (PB.5060), d'une pincette anatomique à bout arrondi (PB.5062), de ciseaux anatomiques à bout pointu/arrondi (PB.5080), de ciseaux à dissection à bout pointu (PB.5084), d'une sonde pointue (PB.5056), d'un manche pour scalpel no. 4 (PB.5094), de 5 lames de scalpel à bout pointu et de 5 lames de scalpel à bout arrondi (PB.5095/PB.5096) (panneau: KIT POUR CARPE KOI)

 KIT POUR
CARPE KOÏ

PB.5115 ●


PB.5125 Kit professionnel de dissection de 10 pièces dans un coffret en plastique

Ce kit est composé de trois préparations microscopiques avec échantillon, 50 lames porte-objets (PB.5150), 100 couvre-lames (PB.5165). Deux lames porte-objets avec cavité. Baume du Canada, Aiguille de dissection avec pointe droite et Aiguille de dissection lancéolée (PB.5050 et PB.5054). Pincette anatomique à bout pointu (PB.5067), Ciseaux à dissection à bout pointu (PB.5084), Scalpel à bout arrondi (PB.5092). Embalée dans un coffret en plastique

● PB.5125



Tous nos instruments sont fabriqués en acier inoxydable.