

Source lumineuse annulaire

Professionnelle haute puissance LED

HAUTE PUISSANCE

- Source lumineuse annulaire LED haute puissance professionnelle
- 48 LED à intensité réglable
- Construction métallique
- Éclairage 17 000 Lux à 100 mm de distance
- Divers accessoires
- Garantie 2 ans



● LE.1980/LE.1981

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- L'éclairage peut être diffus ou optimisé avec des Lentilles de Fresnel pour des distances de travail plus courtes ou plus longues
- Les diodes électroluminescentes ont l'avantage d'être une source de lumière froide avec une sortie spectrale constante sur une très longue durée de vie
- Source lumineuse annulaire LED avec éclairage maximal et construction métallique pour un usage professionnel
- Avec intensité réglable, contrôleur d'alimentation / segment en option, diffuseur, polariseurs et lentilles de focalisation Fresnel pour un éclairage parfait des objets



● LE.1992

● LE.1993

MODÈLES

	LE.1980	LE.1981
Nombre de LED's	48	48
Température de couleur	6.000 K	6.000 K
Eclairage	17.000 Lux à 100 mm de distance	17.000 Lux à 100 mm de distance
Diamètres de montage	30-66 mm	30-66 mm
Diamètre interne	45 mm	45 mm
Diamètre externe	90 mm	90 mm
connecteur de sortie	Contrôleur analogique	Contrôleur numérique de segments pour 8, 4 ou 1 segment
Intensité	Réglable de 0 à 100%	Réglable de 0 à 100%
Alimentation requise	LE.1992	LE.1993

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

LE.1984-050 Lentille de focalisation Fresnel, DT de 45 à 80 mm
(à monter sous l'éclairage annulaire)

LE.1984-100 Lentille de Fresnel, DT de 80 à 150 mm
(à monter sous l'éclairage annulaire)

LE.1984-200 Lentille de Fresnel, DT de 150 à 240 mm
(à monter sous l'éclairage annulaire)

LE.1984 Filtre diffuseur, pour DT de 40 à 300 mm

LE.1985 Fenêtre de protection en verre (à monter sur l'anneau lumineux)

LE.1987 Filtre polarisant

LE.1988 Filtre polarisant / analyseur rotatif (le filtre polariseur sera monté sur les LED de l'éclairage annulaire, l'analyseur sera monté au centre sous l'éclairage annulaire)

LE.1992 Alimentation analogique 100-230 V Contrôleur analogique LED.
Intensité réglable de 0 à 100%

LE.1993 Alimentation 100-230 V Contrôleur numérique de segments LED.
Intensité réglable de 0 à 100%

DT = Distance de travail